

Afhentning af prøver med biologisk materiale via Prøvetransporten/CSL på Blegdamsvej

1. Mærkning og pakning af prøve og pose

Mærk prøve/prøveemballage som laboratorierne foreskriver. Se Rigshospitalets Labportal, VIP, Sundhedsplatformen, Patologisystem, m.fl.

Pak i transport-pose

1. Prøverne lægges i en gennemsigtig plastpose.
2. Hvis der er en følgesedel, foldes den så patientdata er skjult og fastgøres uden på posen
3. Skriv tydelig laboratorieadresse på posen

Laboratorie	Adresse	Tlf. nr.
BørneOnkologisk Laboratorium	5704	5-4652
Genomisk Medicin	4113	5-4113
HIVAIDS-Laboratoriet	5702	5-7020
Hæmatologisk Markørlaboratorium	4041	5-4847
Klinik for Vækst og Reproduktion	5064	5-5080
Klinisk Biokemisk Afd. KB 3011	3011	5-3011
Klinisk Farmakologisk Afdeling	7642	5-7663
Klinisk Genetisk Klinik	4062	5-4066
Klinisk Immunologisk Afd. Blodbanken	2031	5-2031
Klinisk Immunologisk Afd. Vævstypelaboratoriet (VTL)	7631/ 7501	5-7631
Klinisk Mikrobiologisk Afd. KMA	9301	5-6400
Leukæmilaboratoriet	4041 L	5-3826
Patologiafdelingen PA	5442	5-5447

2. Opbevaring af prøve

Før transport opbevares poser med patientprøver i henhold til laboratoriernes vejledninger enten på is, køl, stuetemperatur, varme eller andet - Se Rigshospitalets Labportal.

3. Afsendelse af prøve

Prøve / prioritet	Anbringes i lilla eller rød bakke	Bemærkninger
Rutine	Lilla bakke - afhentes på runder Prøverne er fremme på 3011 og 2031 senest 45 min. efter afhentning.	Ved spørgsmål kan, prøveportøren kontaktes på telefon nummer noteret på skema i rutinebakken mellem klokken 07.30 – 14.30
Akutte Spinalvæsker Prøver på is	Mellem kl. 8.00 og 18.30 bestil akutte prøver i CSL Rød bakke - afhentes inden 30 min. Mellem kl. 18.30 og 8.00 varetages prøver i CSL af Center portør	Prøver og poser mærkes med rød label fra PTB, så prøven ekspederes videre som akut <i>(håndbårne på laboratorierne)</i>
Fremskyndede	Mellem kl. 8.00 og 18.30 bestil fremskyndede prøver i CSL Rød bakke - afhentes inden 60 min. Mellem kl. 18.30 og 8.00 varetages prøver i CSL af Center portør	Prøver og poser mærkes med blå label fra PTB, så prøven ekspederes videre som fremskyndet



Sporbarhed: Afhentning af akutte og fremskyndede prøver skal bestilles i CSL, dette sikrer sporbarheden.