

Prøvetransport - rørpost – Blegdamsvej

Der er etableret rørpost til forsendelse af prøver fra Nordfløjen, Centralkomplekset, Mellembygningen og Sydfløjen til 4 laboratorier i Diagnostisk Center - DIA:

- Klinisk Biokemisk Afdeling – KBA 3011
- Klinisk Immunologisk Afdeling – KIA 2031
- Klinisk Mikrobiologisk Afdeling – KMA 9301
- Patologiafdelingen – PA 5443

Rørposten må kun benyttes til prøvemateriale. Der er en vejledning til forsendelse af prøver med rørpost på sendestationerne. Det er vigtigt, at man følger procedurerne for forsendelse af prøvemateriale med rørpost. Hvis det ikke er muligt at følge procedurerne, må prøverne transporteres på anden måde.

Informationsmateriale om rørpostsystemet

Safelog station (Nordfløjen & Traumecenter)

- [Generelle informationer ved forsendelse med rørpost - Safelog](#)
- [Instruktionsvideo Safelog](#) (NB! Filmen kan kun ses på en regionH/RH computer)

Frontloader station med display (Centralkomplekset)

- [Generelle informationer ved forsendelse med rørpost – Frontloader display](#)
- [Instruktionsvideo Frontloader display](#) (NB! Filmen kan kun ses på en regionH/RH computer)

Frontloader station med knapper (Mellembygningen og Sydfløjen)

- [Generelle informationer ved forsendelse med rørpost – Frontloader knap](#)
- [Instruktionsvideo Frontloader knap](#) (NB! Filmen kan kun ses på en regionH/RH computer)

Quickguides til forsendelse af prøver

- [KBA 3011 - Klinisk Biokemisk Afdeling](#)
- [KIA 2031 - Klinisk Immunologisk Afdeling](#)
- [KMA 9301 - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling](#)
- [PA 5443 - Patologiafdelingen](#)

Modtagelse af blodkomponenter fra KIA 2031

- [Blodkomponenter Safelog](#)
- [Blodkomponenter Frontloader](#)

Symboler, fejlmelding & FAQ

- [Diverse Safelog](#)
- [Diverse Frontloader display](#)
- [Diverse Frontloader knap](#)

[Bobleplastposer](#)

[Undervisningsmateriale - rørpost](#)